

Efektywna sterylizacja



SW17 / SW17 PLUS / SW22

EFEKTYWNY I BEZPIECZNY



Automatyczna blokada drzwi

Opatentowany elektromechaniczny system potrójnej blokady drzwi zapewnia, że przed każdym uruchomieniem cyklu sterylizacji drzwiczki są dokładnie zamknięte, a komora całkowicie uszczelniona.

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny z białymi literami umieszczonymi na niebieskim tle umożliwia łatwe i szybkie odczytywanie komunikatów.



Dokumentowanie cyklu

Jest wiele różnych metod dokumentowania przebiegu cyklu sterylizacji. W przypadku sterylizatorów STERN WEBER personel może wybrać drukowanie raportu na papierze lub zapis na dołączonym do urządzenia nośniku pamięci (PenDrive), umieszczanym w gnieździe USB sterylizatora.



Komora sterylizacyjna

Komora sterylizacyjna wykonana jest całkowicie z polerowanej stali nierdzewnej. Zapewnia to długą żywotność urządzenia oraz stałą, wysoki poziom sterylizacji. Znajdujący się w komorze obrotowy kosz umożliwia zamocowanie pięciu tacek lub trzech szufladek. Opcjonalnie dostępny jest kosz wyposażony w specjalne szufladki dla implantologii.

Tacka 1 i 2: semikrytyczne wyroby medyczne, takie jak: lusterka, próbniki, szczypce, nożyki.

Tacka 3: krytyczne wyroby medyczne, takie jak kątnice, turbiny.

Tacka 4 i 5: krytyczne wyroby medyczne, takie jak instrumenty chirurgiczne.



Druciane tacki

W celu polepszenia przepływu pary w komorze oraz w rezultacie usprawnienia procesu suszenia autoklawy STERN WEBER wyposażone są w praktyczne druciane tacki.



Opcjonalny kosz



Opcjonalne tacki



Mocny, oszczędny i elastyczny

Użycie najlepszych materiałów i zastosowanie inowacyjnych technologii sprawia, że autoklawy STERN WEBER są podstawowym narzędziem pracy.

Opatentowany, mocny generator umożliwia wytwarzanie wysokiej jakości pary nasyconej.

Dzięki hydraulicznemu systemowi i pompie próżniowej cykl sterylizacji jest krótki i efektywny, co w rezultacie wpływa na oszczędność wody. Szybkość przeprowadzania cyklu oraz zmniejszone zużycie wody gwarantują wysoką efektywność i bezpieczeństwo procesu sterylizacji.

Jednocześnie cykli roboczych uruchamianych bez zbędnego oczekiwania, przechodzenie do funkcji oczekiwania Stand-by po zakończeniu cyklu, czy też funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia świadczą o dużej elastyczności autoklawów STERN WEBER oraz upoważniają do nazwania ich praktycznymi i oszczędnymi.